

Produktbeschreibung

LoFric® Elle™, zur einmaligen Verwendung hydrophil, gebrauchsfertig Harnkatheter, vorgesehen bei intermittierendem Wasserlassen Katheterisierung.

Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox.
2 Kundenboxen pro Versandkarton.
5 Katheter pro Musterpackung.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberflächenbeschichtung: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).


Flüssigkeit: Flüssigkeit auf Wasserbasis mit Glycerin.

Einzelverpackung: Polypropylen.

Produktsortiment

Artikelnr.	Type	Länge	Größe	
418 10 00	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 10	
418 12 00	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 12	
418 14 00	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 14	
418 10 05	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 10	Musterpackung
418 12 05	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 12	Musterpackung
418 14 05	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 14	Musterpackung

*Effektive Länge, Länge des Katheters, die in den Körper eingeführt werden kann.



- Ergonomisches und anwenderfreundliches Design mit einem abgewinkelten Handgriff für gute Kontrolle, ohne den Katheter berühren zu müssen. Mit herkömmlichem Urinauffangbeutel oder Verlängerungsschlauch verwendbar.
- Gebrauchsfertig – bereit, wenn Sie ihn brauchen, um eine schnelle Handhabung und Katheterisierung zu ermöglichen.

- Schlankes & diskretes Design.
- Der untere Behälter ist als Kunststoff recyclebar (Polypropylen).
- Hergestellt ohne PVC, Phthalat und Latex.
- Atraumatische Katheteraugen.^{1,2}

- LoFric-Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen, als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.^{3,4}



LoFric® Elle™

Referenzen

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

Wellspect. A Real Difference.

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter [Wellspect.at](https://www.wellspect.at). Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram aus.

wellspect.at

Wellspect HealthCare GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A/21, 1100 Wien, Österreich.
Tel: +43 1 214 61 50-0. www.wellspect.at

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only