



Unterschiedliche Farben des Konnektors, je nach CH-Größe.

Klebefläche auf der Rückseite für eine sichere Befestigung.

Hergestellt ohne PVC, Phthalate und Latex.



LoFric Katheter sind mit der einzigartigen Urotonic™ Surface Technology beschichtet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Katheter sowohl beim Einführen als auch beim Entfernen gleitfähig und sicher bleibt.^{1,2}

Produktbeschreibung

LoFric® Dila-Cath™, hydrophiler Einmalblasenkatheter, zur Dilatation. Für den häuslichen oder klinischen Gebrauch. Der Katheter hat keine Drainageaugen und kann daher nicht zur Blasenentleerung verwendet werden.

Sterilisation und Haltbarkeit

Durch Bestrahlung sterilisiert. Vor Ablauf des Verfallsdatums auf der Packung verwenden.

Verpackung

30 Katheter pro Kundenbox. Transportkarton mit 2x30 Kathetern.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberflächenbeschichtung: Polyvinylpyrrolidon (PVP) und Kochsalz (NaCl).

Katheter: Polyolefin-basiertes Elastomer (POBE).

Einzelverpackung: Beschichtetes Papier, Verbundfolie aus Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE).

Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Länge	Größe
406 16 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 16
406 18 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 18



Anwenderfreundliche Verpackung.



LoFric® Dila-Cath™

Referenzen

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Wir bei Wellspect entwickeln innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, um die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen zu verbessern. Wir helfen unseren Anwendern, mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen. Seit über 40 Jahren sind wir mit unseren Produktmarken LoFric® und Navina™ führend in der Branche. Wir sind stets bestrebt, die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt zu minimieren und bemühen uns leidenschaftlich, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten mit Anwendern und medizinischem Fachpersonal zusammen, um klinische Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern, jetzt und in Zukunft.

Wellspect. A Real Difference.

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter [Wellspect.at](https://www.wellspect.at). Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram aus.

wellspect.at

Wellspect HealthCare GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A/21, 1100 Wien, Österreich.
Tel: +43 1 214 61 50-0. www.wellspect.at

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only